SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 03 – 10.11.2026

RI811	Sollevamalati elettrico MUEVO 150 Kg – modello compatto

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Struttura smontabile ad ingombro ridotto in acciaio verniciato. Ruote piroettanti da 10 Cm di cui due con freno. Motore per sollevamento a batteria TI MOTION. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 150 kg. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento. Apertura gambe a pedale. Imbracatura di sollevamento del malato con poggiatesta in dotazione.

Immagine prodotto




Riferimenti

Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*ITALIA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice GMDN	*12330*
Codice Nomenclatore DM 332/99	*12.36.03.006*
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	*12.36.03.006*
Codice Classificazione EMDN - CND	*V0805030102*
Numero RDM	*2739675*
Peso Max	*150 Kg*
Motorizzazione	*TiMotion*
Durata batteria stimata	*Oltre 40 cicli a pieno carico*
Imbracatura	*In dotazione, con poggiatesta*

Materiali principali

Struttura	*Acciaio verniciato a polvere*
Impugnature	*Poliuretano*
Imbracatura	*Tessuto antistrappo e PE, strisce e filo di nylon*


RIFERIMENTI DIMENSIONALI



DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
RI811 (cm)	*55*	*49*	*48*	*172*	*60*	*124*	*184*	*45*	*54*	*93,5*	*103*	*78*	*105*	*8*	*13*

IMBRACATURA IN DOTAZIONE



DIMENSIONI IMBRACATURA

	A	B	C	D	E
Imbracatura (cm)	*143*	*80*	*93*	*35*	*46*