SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 04 – 03.11.2026

CR509	Rampa fissa a pedana portatile

Destinazione d'uso

Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo, con maniglia per il trasporto.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*30040*
Codice di classificazione CND	*Y183015*
Repertorio dei Dispositivi Medici - RDM	*3105112*
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	*18.30.15.006*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*

CARATTERISTICHE	
Peso Max sopportabile	*272 kg*
Materiale	*Alluminio*

PESO E DIMENSIONI	
Profondità	*73 Cm*

VARIANTI					
CR509-1		**CR509-2**		**CR509-3**	
Lunghezza	*61 Cm*	**Lunghezza**	*91 Cm*	**Lunghezza**	*122 Cm*
Peso	*4,8 Kg*	**Peso**	*7 Kg*	**Peso**	*10 Kg*