SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 04 – 03.11.2026

RP181X	Collare cervicale rigido con mentoniera

Destinazione d'uso

Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.

Caratteristiche principali

Collare cervicale realizzato in poliestere e vinile, rivestimento in similpelle. Regolabile in altezza grazie alla chiusura in velcro.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*TAIWAN*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*41039*
Codice di classificazione CND	*Y060312*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105348*
Codice nomenclatore	*06.03.12.009*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*
CARATTERISTICHE	
Misure disponibile	*4*
Confezionamento	*Polietilene.*
MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	*Poliestere e Vinile*
Esterno	*Poliuretano stampato (Similpelle)*
INDICAZIONI LAVAGGIO	
Lavare a mano. *Temperatura Max 40°* *Risciacquare delicatamente senza strizzare*	*Non usare prodotti a base di cloro* *Non Stirare* *Asciugare disteso su superficie piana*

VARIANTI PRODOTTO	
RP181S	**RP181M**
RP181L	**RP181XL**

DIMENSIONI

Codici prodotto	RP181S	RP181M	RP181L	RP181XL
L:	35÷40 cm	40÷46 cm	46÷54 cm	54÷60 cm
H:	11,5 cm	12,5 cm	13 cm	14,5 cm