SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 04 – 03.11.2026

RP183xx	Collare cervicale semi rigido con supporto interno

Destinazione d'uso

Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.

Caratteristiche principali

Realizzati in gommapiuma 100%, rivestimento in maglia anallergica in poliammide 100%. Regolabili in lunghezza grazie alla chiusura con sistema velcro per meglio soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. Offrono il giusto compromesso tra stabilità e comodità.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*TAIWAN*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*41039*
Codice di classificazione CND	*Y060312*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105366*
Codice nomenclatore	*06.03.12.003*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*
CARATTERISTICHE	
Misure disponibile	*3*
Confezionamento	*Polietilene.*
MATERIALI PRINCIPALE	
Interno	*Poliuretano espanso–Supporto in polietilene*-Gommapiuma 100%,
Esterno	Maglia anallergica in poliammide 100%.
INDICAZIONI LAVAGGIO	
Lavare a mano. *Temperatura Max 40°* *Risciacquare delicatamente senza strizzare*	*Non usare prodotti a base di cloro* *Non Stirare* *Asciugare disteso su superficie piana*
VARIANTI PRODOTTO	
RP183S	**RP183M**
RP183L	

DIMENSIONI				
Codici prodotto	RP183S		RP183M	RP183L
L:	40 cm	44 cm	48 cm	
H:	7 cm	8 cm	9 cm	